



Tableau de dosage

Désinfection des griffes de traite



Pourquoi ?

Les bactéries dites à «réservoir mammaire» sont présentes sur la peau de la mamelle, celle des trayons, ainsi que dans le tissu glandulaire. Après la traite d'une vache infectée, les manchons trayeurs peuvent contaminer les vaches suivantes.

Comment ?

La pompe Quartz PVDF injecte la solution désinfectante de façon proportionnelle au débit d'eau (dosage précis, préparation en continue). La désinfection des griffes de traite par pulvérisation grâce aux pistolets Ambic, permet un gain de temps important par rapport au trempage des griffes qui nécessite plusieurs minutes d'attente.

Caractéristiques techniques

Tableau de dosage	
Modèle	Pompe Quartz pvdf
Dosage	1 à 4%
Débit de travail	1 à 15 L/min
Moteur monophasé	220 volts - 50 Hz – 19 W
Sécurité	Kit de refoulement + kit d'aspiration avec crépine et sonde de niveau bas. Un voyant lumineux rouge sur la pompe
Mode	Proportionnel
Équipement	Pompe sur panneau PVC blanc (41 x 42cm) 25 m de tuyau
2 Kits pistolet commandés par débitmètre, comprenant :	
2 flexibles spiralés avec pistolet 2 tuyaux de liaison 3 m 2 raccords et fixations	

